

Tinas de baño ANIOS

Baño de inmersión de la recogida, para la previa desinfección de los instrumentos.

- ✓ Autoclavables a 134 °C durante 18 minutos
- ✓ Dos modelos : 2 y 5 litros
- ✓ Utilizar con SterAnios y Aniosyme DD1
- ✓ Versión 2 litros con o sin abertura en la tapa

Referencia	Modelo	Dim. int. (mm)	Dim. ext. (mm)	€ sin IVA
059815	2 l.	230 x 170 x 90	295 x 200 x 130	45,70 -
059817	2 l. con abertura	230 x 170 x 90	295 x 200 x 130	NC -
059816	5 l.	365 x 255 x 125	430 x 290 x 125	98 -



Detergente 7-X

- ✓ Adaptados al mantenimiento del material destinado al cultivo celular
- ✓ No tóxicos
- ✓ Utilizable con total seguridad para las limpiezas más delicadas
- ✓ 7-X O-matic es adecuado para lavado a máquina y para baños de ultrasonidos



Referencia	Descripción	Bidón de	Unid./ caja	€ sin IVA/ caja
150115	Detergente 7-X	3,8 litros	4	294,30 -
150117	Detergente O-Matic 4-X	3,8 litros	4	393 -

Detergente Aquet

- ✓ Sin fosfato
- ✓ PH neutro
- ✓ Para las superficies de vidrio, de plástico
- ✓ No iónico
- ✓ Biodegradable
- ✓ Utilizar diluido a 1 %



Referencia	Descripción	€ sin IVA
088831	Detergente Aquet 20 bolsas x 20 ml	71,60 -
085935	Detergente Aquet 4 litros	47,40 -

Aniosyme DD1 - Limpieza / Desinfección de los instrumentos

Limpieza alto rendimiento desinfectante, polienzimático líquido.

- ✓ Desinfección de amplio espectro
- ✓ Control de la corrosión
- ✓ Respeto al medio ambiente

Aplicaciones

- ✓ Limpieza reforzada y desinfección de los instrumentos
- ✓ Limpieza en baño de ultrasonidos

Referencia	Descripción	€ sin IVA
059601	Aniosyme, 200 dosis de 25 ml	176,10 -
059602	Aniosyme, frasco 1 litro dosificador 25 ml	28,90 -
059603	Aniosyme, 4 bidones de 5 litros + 1 bomba 25 ml	461 -

Modo de empleo

- ✓ Se utiliza en dilución de 0,5 %
- ✓ Tiempo de remojo: 5 minutos mínimo
- ✓ Cepillar si es necesario
- ✓ Aclarar bien
- ✓ Fichas de datos de seguridad y dossier científico disponibles bajo pedido



Stéránios 2 % y OPA - Desinfección total en frío de los instrumentos

Desinfectante en frío de instrumentación.

Stéránios 2 %

- ✓ Simple: sin activador, de pH neutro
- ✓ Eficaz: bactericida, fungicida y virucida en 20 minutos, esporicida en 1 hora

Stéránios OPA

- ✓ Desinfectante alto nivel para dispositivos médicos termosensibles
- ✓ Actividad bactericida, virucida, fungicida, y micobactericida en 5 min.
- ✓ Efecto anticorrosión frente a metales estériles o a filtrados de 0,2 µm
- ✓ El aclarado de los instrumentos asegura una total tolerancia de empleo

Stéránios OPA

Referencia	Descripción	€ sin IVA
059779	Stéránios OPA, bidón de 2 litros	23,20 -
059780A	Stéránios OPA, bidón de 5 litros	50,90 -
059780	Stéránios OPA, 4 bidones de 5 litros	174,10 -
059796	Tiras de control - tubo de 50	39,90 -

Modo de empleo

- ✓ Listo para usar : no diluir
- ✓ Limpiar y aclarar bien todo el instrumento antes del remojo
- ✓ Tiempo de remojo según el espectro de eficacia buscado:
- ✓ - bactericida, fungicida, virucida : 20 minutos
- ✓ - esporicida : 1 hora



Stéránios 2 %

Referencia	Descripción	€ sin IVA
059604	Stéránios 2 %, bidón de 5 litros	31,40 -
059605	Stéránios 2 %, 4 bidones de 5 litros	106,80 -

Aniospray Surf 41 - desinfectante con pulverizador

- Desinfección de superficies, equipos médicos y productos sanitarios no sumergibles y no invasivos, limpiados previamente
- Amplio espectro bactericida, fungicida, micobactericida en 15 min
- Activo contra virus encapsulados en 1 minuto
- Secado rápido y sin dejar rastro
- No deja capa de grasa después de la pulverización
- Solución transparente e incolora
- pH a + 20 °C : alrededor de 6
- Cada presión de pulverización : 1 ml de producto
- No corrosivo y no oxidante
- Solución lista para usar

	6 frascos pulverizadores de 1 litro	12 frascos de 1 litro con 4 pulverizadores	2 bidones de 5 litros	4 bidones de 5 litros
Referencia	059846	059880	059847	059881
€ sin IVA	90,10 -	163,05 -	116,30 -	199,88 -

NUEVO



➤ Modo de empleo

- Limpiar antes la habitación con un detergente desinfectante como el Surfanios premium
- Pulverizar uniformemente
- El enjuague no es necesario a menos que la superficie esté el contacto con la piel o con las membranas mucosas